

00 Strumentazione » OMOGENEIZZATORI » AD IMMERSIONE



POLYTRON® PT 1200 E

Cod. 22.8731.99

Descrizione

Omogeneizzatore ad alte prestazioni per volumi da 0,05 a 250 ml di acqua. Offre un ampio intervallo di velocità da 0 a 25000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni.

Caratteristiche:

- Generali applicazioni degli omogeneizzatori.
- Dispersioni, sospensioni ed emulsioni.
- Dispersione di tessuti, resine e pigmenti vegetali, umani o animali.
- Frantumazione di campioni di tessuti animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni secondo gli standard di sicurezza e controllo di qualità.
- Estrazione di principi attivi farmaceutici (API) in pillole e compresse.
- Semplice uso con interruttore On/Off e regolazione del numero di giri.
- Regolazione del numero di giri intelligente per una lunga durata.
- Semplice regolazione in altezza dell'unità di azionamento.
- Sostituzione dell'unità di lavoro mediante accoppiamento rapido Click & Go.
- Pulizia delle unità di lavoro semplicissima mediante il design EasyClean.
- Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori.

Dati tecnici

Volume trattabile (ml)	0,05÷250
-------------------------------	----------

VETROTECNICA S.r.l.

SEDE: Padova - Via Uruguay, 10
Tel. 049.8702511 :: Fax. 049.8700188

FILIALE: Verona - Via Righi, 8
Tel. 045.8202265 :: Fax. 045.8202265

info@vetrotecnica.net
www.vetrotecnica.net

Viscosità massima (mPa·s)	-
Velocità (rpm)	25000
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	220x44x55
Peso (kg)	0,44
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/100 - 24 V con cavo EU

Accessori

23.9103.99 HS 1200 E Supporto per corpo motore PT1200E ...	23.9129.99 PT-DA 03/2EC-E050 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,05÷2 - Diametro statore (mm): 3 - ...
23.9099.99 PT-DA 05/2EC-E085 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,1÷5-Diametro statore (mm): 5-Diametro ...	23.9100.99 PT-DA 07/2EC-E107 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,3÷10 - Diametro statore (mm): 7 - ...
23.9101.99 PT-DA 12/2EC-E123 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 2÷250 - Diametro statore (mm): 12 - ...	23.9130.99 PT-DA 12/2EC-E157 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 2÷250 - Diametro statore (mm): 12 - ...
23.9102.99 ST-P13/320 Supporto in acciaio inox altezza regolabile per PT1200 E ...	