

# MAESTROSAFE IN GEL SOLUTION

Cod. 15.0314.00

MAESTROSAFE IN GEL SOLUTION 1 ML



## Descrizione

Soluzione per marcare gli acidi nucleici durante la corsa su gel d'agarosio.

Alternativo al bromuro di etidio, si utilizza diluito 1:70000 direttamente nel gel lievemente raffreddato.

Il reattivo risulta non carcinogenico, e negativo al Test di Ames.

**Maestrosafe** è ottimizzato per l'uso con i moderni transilluminatori a LED, studiati per eliminare i possibili danni da UV (cod. 22.7920.99 e 22.7889.99) avendo picco di emissione centrato attorno a 470 nm.

## Dati Tecnici

Volume (ml)

1

---