

# MP200

Cod. 09.7249.99

PUNTALI UNIVERSALI MODELLO BIOHIT-GILSON 1:10 ml SACCHETTI 100 PEZZI



## Descrizione

I puntali "CDL Tips" sono prodotti con polipropilene di elevata qualità, sono idrorepellenti, di grande trasparenza per vedere bene il liquido aspirato, anche se minimo, chimicamente puri, non contengono additivi, i pigmenti usati sono privi di cadmio, il cono dei puntali è rifinito con grande accuratezza e si adatta perfettamente alla micropipetta, il foro è dimensionato con precisione, con un'apertura perfettamente centrata rispetto al pistone della micropipetta.

## Dati Tecnici

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Per micropipette tipo | Gilson electronic 10000, Biohit electronic |
| Capacità (µl)         | 1000÷10000                                 |
| Colore                | neutro                                     |
| Confezione            | 10 sacchetti da 100                        |
| Modello               | MP200                                      |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Per micropipette tipo            | Capacità (µl) | Colore | Confezione        | Modello |
|------------|----------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------|
| 09.3501.27 | EG100    | Eppendorf, Discovery             | 0,5÷20        | neutro | sacchetti da 1000 | EG100   |
| 09.7244.99 | EG108    | Eppendorf, Gilson P20, Discovery | 2÷20          | neutro | sacchetti da 1000 | EG108   |

|            |           |                                                     |            |                  |                     |           |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-----------|
| 09.3503.88 | EG105/N   | Gilson, Nichiryo                                    | 50÷1000    | neutro           | sacchetti da 1000   | EG105/N   |
| 09.3522.88 | EG105N/RN | Gilson, Nichiryo                                    | 100÷1000   | neutro           | 10 rack da 96       | EG105N/RN |
| 09.3520.88 | EG101N/RN | Eppendorf,<br>Discovery                             | 50÷1000    | neutro           | 10 rack da 96       | EG101N/RN |
| 09.3504.88 | MM205     | MLA                                                 | 100÷1000   | neutro           | sacchetti da 1000   | MM205     |
| 09.3501.95 | EG501     | Eppendorf,<br>Discovery                             | 1000÷5000  | neutro           | 4 sacchetti da 250  | EG501     |
| 09.3511.95 | EG501/RN  | Eppendorf,<br>Discovery                             | 1000÷5000  | neutro           | 4 rack da 50        | EG501/RN  |
| 09.3508.97 | MP100     | Discovery                                           | neutro     | 2000÷10000       | 10 sacchetti da 100 | MP100     |
| 09.7199.99 | EG108/RN  | Eppendorf, Gilson<br>P20, Discovery                 | 2÷20       | neutro           | 10 rack da 96       | EG108/RN  |
| 09.7232.99 | EG111     | Eppendorf, Gilson,<br>Discovery                     | 2÷200      | giallo, graduato | sacchetto da 1000   | EG111     |
| 09.3505.88 | OV201     | Oxford                                              | 100÷1000   | azzurro          | sacchetti da 1000   | OV201     |
| 09.3502.75 | EG107     | Eppendorf, Gilson<br>P200, Discovery<br>DV200       | 20÷300     | neutro           | sacchetti da 1000   | EG107     |
| 09.3521.75 | EG107/RN  | Eppendorf, Gilson<br>P200, Discovery<br>DV200       | 20÷300     | neutro           | 10 rack da 96       | EG107/RN  |
| 09.7249.99 | MP200     | Gilson electronic<br>10000, Biohit<br>electronic    | 1000÷10000 | neutro           | 10 sacchetti da 100 | MP200     |
| 09.3503.17 | GP110     | Gilson P2-P10,<br>Eppendorf,<br>Discovery           | 0,1÷10     | neutro           | sacchetti da 1000   | GP110     |
| 09.3511.17 | GP110/RN  | Gilson P2-P10,<br>Eppendorf,<br>Discovery           | 0,1÷10     | neutro           | 10 rack da 96       | GP110/RN  |
| 09.7253.99 | GE200/RN  | Universal per gel<br>loader - STERILE               | 1÷200      | neutro           | 10 rack da 96       | GE200/RN  |
| 09.7385.99 | EG303     | GilsonP20-100-200,<br>Discovery<br>DV20-DV100-DV200 | 2÷200      | giallo beveled   | sacchetto da 1000   | EG303     |
| 09.3502.96 | EG500     | Gilson, Socorex,<br>Nichiryo                        | 1000÷5000  | Neutro           | 4 sacchetti da 250  | EG500     |
| 09.3522.69 | EG106/RN  | Gilson, Nichiryo                                    | 2÷200      | neutro           | 10 rack da 96       | EG106/RN  |
| 09.3521.17 | GP-10/RN  | Gilson                                              | 0,1÷10     | neutro           | 10 rack da 96       | GP-10/RN  |
| 09.3511.27 | EG100/RN  | Eppendorf,<br>Discovery                             | 0,5÷20     | neutro           | 10 rack da 96       | EG100/RN  |
| 09.3501.69 | EG102     | Eppendorf,<br>Discovery                             | 2÷200      | giallo           | sacchetti da 1000   | EG102     |
| 09.3502.69 | EG103     | Gilson, Nichiryo                                    | 5÷200      | giallo           | sacchetti da 1000   | EG103     |
| 09.3511.69 | EG102/RN  | Eppendorf,<br>Discovery                             | 5÷200      | giallo           | 10 rack da 96       | EG102/RN  |
| 09.3521.69 | EG303/RN  | Gilson beveled,<br>Nichiryo, Discovery              | 5÷200      | giallo           | 10 rack da 96       | EG303/RN  |
| 09.3513.69 | EG102/N   | Eppendorf,<br>Discovery                             | 5÷200      | neutro           | sacchetti da 1000   | EG102/N   |

|            |           |                         |         |         |                   |           |
|------------|-----------|-------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|
| 09.3512.69 | EG102N/RN | Eppendorf,<br>Discovery | 5÷200   | neutro  | 10 rack da 96     | EG102N/RN |
| 09.3503.69 | EG106     | Gilson, Nichiryo        | 2÷200   | neutro  | sacchetti da 1000 | EG106     |
| 09.3502.17 | GP-10     | Gilson                  | 0,1÷10  | neutro  | sacchetti da 1000 | GP-10     |
| 09.3504.69 | OM102     | MLA                     | 5÷200   | neutro  | sacchetti da 1000 | OM102     |
| 09.3505.69 | OM103     | SlimLine Oxford         | 5÷200   | neutro  | sacchetti da 1000 | OM103     |
| 09.3501.75 | EG104     | Biohit                  | 2÷300   | neutro  | sacchetti da 1000 | EG104     |
| 09.3511.75 | EG104/RN  | Biohit                  | 2÷300   | neutro  | 10 rack da 96     | EG104/RN  |
| 09.3502.88 | EG105     | Gilson, Nichiryo        | 50÷1000 | azzurro | sacchetti da 1000 | EG105     |
| 09.3521.88 | EG105/RN  | Gilson, Nichiryo        | 50÷1000 | azzurro | 10 rack da 96     | EG105/RN  |
| 09.3506.88 | EG101     | Eppendorf,<br>Discovery | 50÷1000 | azzurro | sacchetti da 1000 | EG101     |
| 09.3501.88 | EG101/N   | Eppendorf,<br>Discovery | 50÷1000 | neutro  | sacchetti da 1000 | EG101/N   |
| 09.3511.88 | EG101/RN  | Eppendorf,<br>Discovery | 50÷1000 | azzurro | 10 rack da 96     | EG101/RN  |