

15 Biologia Molecolare/Cellulare » REAGENTI CHIMICI E BIOCHIMICI » TAMPONI IN POLVERE



TRIS/GLICINA (TG BUFFER) pH 8,3

Cod. 15.0071.00

Descrizione

Tris/Glicina (TG Buffer) in buste da ricostituire con acqua distillata.

Una volta ricostituite, a 25° C, si ottiene una soluzione a pH=8,3 pronta all'uso.

Dati tecnici comuni

Confezione	10 buste
-------------------	----------

Varianti articolo

Codice	Diluizione
15.0071.00	1 busta/1000 ml
15.0073.00	1 busta/5000 ml