

ND-LABUW

Cod. 23.A012.40

cestino



Descrizione

La linea di detergenti SMEG è adatta a tutti i settori analitici dove si faccia utilizzo di vetreria da laboratorio e sia necessario garantire il miglior risultato in termini di pulizia del vetro senza residui di soluzioni o composti ed aloni sul vetro, al fine di assicurare la correttezza del dato analitico.

Dati Tecnici

Composizione	Neodisher Laboclean UW polvere
Utilizzo	universale
Confezione	fustino da 10 kg

Varianti

Codice	Prodotto	Composizione	Utilizzo	Confezione
23.A002.65	DETERLIQUID I2	alcalino liquido	per laboratorio	tanica da 5 l
23.A012.40	ND-LABUW	Neodisher Laboclean UW polvere	universale	fustino da 10 kg
23.9625.99	DETERLIQUID SP2	alcalino senza fostati, liquido	analisi acque e farmaceutiche	tanica da 5 l
23.9729.99	DETERLIQUID C2	alcalino liquido senza fostati	universale per acciaio, gomma e plastica	tanica da 5 l

