

BBS PH 8,2

Cod. 15.0020.00

BBS PH 8,2 1 compressa/500 ml cf 100 compresse



Descrizione

BBS (Borate Buffered Saline) in compresse da ricostituire con acqua.

Applicazioni:

- Coating Proteine in micropiastre o provette in plastica.
- In associazione con Caseina o BSA per costituire il blocking in tecniche di blottaggio.

La compressa di BBS disciolta nel volume di acqua indicato costituisce una soluzione che a temperatura di 25° C ha pH=8,2 e contiene:

- Cloruro di sodio 0,15 M
- Tampone borato 0,01 M

La stabilità delle compresse è garantita per 3 anni a temperature ambiente.

Dati Tecnici

Diluizione	1 compressa/500 ml
Confezione	100 compresse