


TBS PH 7.6

Cod. 15.0024.00

TBS PH 7.6 1 compressa/500 ml cf 100 compresse



Descrizione

TBS (Tris Buffered Saline) pH 7.6 compresse, da ricostituire in 500 ml di ddH₂O

TBS è un buffer isotonico, non tossico utilizzato per il mantenimento del pH. E' molto impiegato in saggi immunologici per la diluizione degli anticorpi dove garantisce una forte riduzione del background.

Preparazione:

Disciogliere la compressa o la busta nella quantità di acqua indicata. La soluzione costituita conterrà:

-Soluzione 1X pH 7,6 A 25°C: 0,05M Tris-HCl buffer, 0,15M Sodium Chloride

La stabilità delle compresse è garantita per 3 anni a temperatura ambiente

Dati Tecnici

Diluizione	1 compressa/500 ml
Confezione	100 compresse

Varianti

Codice	Prodotto	Confezione
15.0022.00	TBS PH 7.6	10 compresse
15.0024.00	TBS PH 7.6	100 compresse