

TRIS/GLYCINE PH 8,3

Cod. 15.0071.00

TRIS/GLYCINE PH 8,3 1 busta/1000 ml cf 10 buste



Descrizione

Tris/Glicina (TG Buffer) in buste da ricostituire con acqua distillata.

Una volta ricostituite, a 25° C, si ottiene una soluzione a pH=8,3 pronta all'uso.

Dati Tecnici

Diluizione 1 busta/1000 ml

Confezione 10 buste

Varianti

Codice	Prodotto	Diluizione
15.0071.00	TRIS/GLYCINE PH 8,3	1 busta/1000 ml
15.0073.00	TRIS/GLYCINE PH 8.3	1 busta/5000 ml