

TRIS/GLYCINE/SDS PH 8.3

Cod. 15.0075.00

TRIS/GLYCINE/SDS PH 8.3 1 busta/1000 ml cf 10 buste



Descrizione

Tampone Tris/Glicina/SDS (TGS) in buste da ricostituire con acqua distillata per ottenere una soluzione a pH=8,3 pronta all'uso.

Dati Tecnici

| | |
|------------|-----------------|
| Diluizione | 1 busta/1000 ml |
|------------|-----------------|

| | |
|------------|----------|
| Confezione | 10 buste |
|------------|----------|