

# TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI

Cod. 14.7090.99

CHROMOGENIC COLIFORM AGAR PIASTRE 55 MM



## Descrizione

Sistema per la determinazione contemporanea di E. coli e coliformi con metodo cromogenico e/o fluorogenico.

### Caratteristiche:

- Metodo solo cromogenico con Chromogenic Coliform Agar, terreno selettivo e cromogenico per E. coli, colonie grigio-blu, e coliformi, colonie color salmone.
- Metodo misto: C-EC Agar, terreno selettivo, cromogenico e fluorogenico per E. coli, colonie verde-blu fluorescenti, e coliformi, colonie verde-blu.
- Disponibile anche come brodo, LSB X-Gal Mug, per la determinazione di E. coli, provette verde-blu fluorescenti, e di coliformi, provette verde-blu.

## Dati Tecnici

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo            | piastre 55 mm      |
| Confezione      | 30 piastre         |
| Caratteristiche | metodo cromogenico |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Tipo          | Confezione | Caratteristiche    |
|------------|--|---------------|------------|--------------------|
| 14.7090.99 | TERRENI CROMOGENICI<br>ESCHERICHIA COLI E<br>COLIFORMI | piastre 55 mm | 30 piastre | metodo cromogenico |

---

|            |  |                |            |              |
|------------|--|----------------|------------|--------------|
| 14.7092.99 | TERRENI CROMOGENICI<br>ESCHERICHIA COLI E<br>COLIFORMI | polvere        | 500 g      | metodo misto |
| 14.7093.99 | TERRENI CROMOGENICI<br>ESCHERICHIA COLI E<br>COLIFORMI | flaconi pronti | 6 x 100 ml | metodo misto |
| 14.7094.99 | TERRENI CROMOGENICI<br>ESCHERICHIA COLI E<br>COLIFORMI | piastre 55 mm  | 30 piastre | metodo misto |
| 14.7096.99 | TERRENI CROMOGENICI<br>ESCHERICHIA COLI E<br>COLIFORMI | polvere        | 500 g      | brodo        |

---